







订购信息







结扎夹

结扎夹	订货编号	型号规格	包装	结扎范围
	103Y.501	KJ-JZJ06XL (加大号)	6枚/排 10排/盒	7mm-16mm
	103Y.401	KJ-JZJ06L (大号)	6枚/排 10排/盒	5mm-13mm
	103Y.301	KJ-JZJ06ML (中大号)	6枚/排 10排/盒	3mm-10mm

内镜手术用施夹器

结扎夹	订货编号	型号规格	施夹器
	101.113	Φ10mm × 330mm	
	101.113A	Φ10mm × 330mm	
	101.113B	Φ5mm × 330mm	

开放手术用施夹器

结扎夹	订货编号	型号规格	施夹器	订货编号	型号规格
	105.113	Φ10mm × 250mm		101.115-9	250mm-9°
				101.115-30	250mm-30°
				101.115-70	250mm-70°
	105.113A	Φ10mm × 250mm		101.115A-9	250mm-9°
				101.115A-30	250mm-30°
				101.115A-70	250mm-70°
	105.113B	Φ5mm × 250mm		101.115B-9	250mm-9°
				101.115B-30	250mm-30°
				101.115B-70	250mm-70°

KANGJI 康基

注册证编号:国械注准20173020828



一次性结扎夹

高效安全的结扎系统



KANGJI 康基

股票代码: HK.9997

杭州康基医疗器械有限公司

地址: 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区春江东路1668号 电话: 0571-69900058
邮箱: kangji@kangji.com 网址: www.hzkangji.com ☎ 400-8459997

北京营销中心

地址: 北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108-2109 电话: 010-58256997


杭州康基医疗器械有限公司

HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.



KANGJI康基

一次性结扎夹 高效安全的结扎系统



结扎夹的主要特点

- 加大号、大号、中大号
能满足各种临床结扎需求
- 结扎快速、安全、有效
适用于各种微创、开放手术
- 触觉反馈系统
明确感知夹闭成败
- 可透射线
CT/MRI检查无散射、无伪影
- 采用惰性高分子材料
具有良好的生物相容性和稳定性

KANGJI康基


结扎夹临床适用手术（开放手术及内镜手术）



大号、中大号结扎夹
在腹腔镜胆囊切除术中

加大号、大号结扎夹
在腹腔镜乙状结肠切除术中

加大号、大号结扎夹
在腹腔镜胃切除术中



大号结扎夹
在腹腔镜肝左外叶切除术中

加大号、大号结扎夹
在腹腔镜肾切除术中

加大号、大号结扎夹
在腹腔镜子宫切除术中

注意事项:

1. 结扎时锁扣部位应完全环绕血管或组织束后再夹闭;
2. 本资料仅供医师参考，临床使用时，应根据术中实际情况由医师决定。

普外科

胃切除术
胃空肠吻合术
食管胃底折叠术
胆囊切除术
脾切除术
结、直肠切除术
阑尾切除术
肝脏手术
胰、十二指肠切除术
小肠部分切除术

妇产科

卵巢切除术
输卵管切除术
子宫切除术
巧克力囊肿切除术
盆腔淋巴结清扫术

泌尿外科

肾切除术
肾上腺切除术
肾囊肿切除术
膀胱癌根治术
前列腺癌根治术

胸外科

胸腺瘤切除术
纵膈肿瘤切除术
肺叶切除术
肺大疱切除术
肺门淋巴结清扫术